



Hisopo para botella de reactivo

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Hisopo para limpieza de botella de reactivo. Variantes: 100 / 250 / 500 / 1000 ml.

1. Elegí la variante según el recipiente (100 / 250 / 500 / 1000 ml).

Diseñado para el recipiente indicado

Variantes por tamaño/capacidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Limpieza de material de vidrio de laboratorio

Mantenimiento de matraces / botellas

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)