



Analizador de grasa 6 puestos, copa 80 ml, hasta 280 C rango 0,1-100 %

Código: B2-01-0100701

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

It is widely used in the determination of fat products in the fields of grain, feed, oil, food processing, chemical industry, animal husbandry, soil and fertilizer environmental monitoring, medicine, agriculture, scientific research, teaching, quality supervision and other fields with crude fat content >0,1%.

Características

- 1. Equipado con un módulo de calentamiento de baño de metal integral, con un amplio rango de control de temperatura y alta precisión.
- 2. Pantalla LCD a color de alta resolución de 7 pulgadas, capaz de mostrar la temperatura establecida y la temperatura real simultáneamente; muestra la cuenta regresiva del tiempo de retención y alarmas cuando se acaba el tiempo.
- 3. El circuito y el espacio de extracción están completamente aislados, mejorando la seguridad del sistema.
- 4. Las válvulas con núcleo de válvula de PTFE garantizan una recuperación de solvente segura, controlable y sin fugas.
- 5. El instrumento está equipado con un sistema de control de tiempo completo para monitorear estrictamente el experimento.
- 6. Equipado con alarma de sobretemperatura y funciones de recordatorio de tiempo.
- 7. La conexión de elevación con tecnología de transmisión de cojinetes lineales garantiza una elevación estable y un funcionamiento flexible.
- 8. Adopción de nueva tecnología de capa de aislamiento de fibra cerámica para mantener la carcasa de la máquina a temperatura ambiente, logrando efectos de aislamiento térmico y preservación del calor.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0,1 ~ 100 % - 6 piezas/lote - 80 ml - modelo B2-01-0100701
Rango de temperatura de control	Temperatura ambiente + 5 ~ 280 °C
Rango de medición	0,1 ~ 100 %
Control de temperatura. Precisión	±1°C
Peso de la muestra	0,5~20 g (normalmente 2~5 g)
Capacidad	6 piezas/lote
Volumen de la copa de disolvente	80 ml
Recuperación de disolventes	≥85%

Especificación	0,1 ~ 100 % - 6 piezas/lote - 80 ml - modelo B2-01-0100701
Midiendo el tiempo	El tiempo de extracción es ajustable
Fuerza	1000W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional, transformador externo o accesorio de calefacción de 110 V personalizado)
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	650*320*680 mm
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	730*400*760 mm
Peso neto	35 kilos
Peso bruto	50 kilos

Aplicaciones

Analizador de grasa de 6 piezas/lote, 80 ml y 0,1 ~ 100 %: la compra se decide principalmente por rango de temperatura de control: temperatura ambiente + 5 ~ 280 °c y rango de medición: 0,1 ~ 100 %.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de temperatura de control: temperatura ambiente + 5 ~ 280 °c.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de medición: 0,1 ~ 100 %.

Adecuado cuando la especificacion requerida es control de temperatura. precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de temperatura de control: temperatura ambiente + 5 ~ 280 °c antes de confirmar la compra.

Verifique rango de medición: 0,1 ~ 100 % antes de confirmar la compra.

Verifique control de temperatura. precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de temperatura de control: temperatura ambiente + 5 ~ 280 °c y rango de medición: 0,1 ~ 100 % coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)