



Titulador electrónico 16 etapas rango de temperatura de funcionamiento 15-40 °C

Código: B2-01-010542

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El titulador es un instrumento utilizado en análisis químico que determina el punto final de la titulación midiendo el cambio de potencial para un análisis volumétrico preciso.

Características

- 1. Motor de alta calidad con excelente precisión y exactitud.
- 2. El control electrónico proporciona un funcionamiento sin fatiga.
- 3. El panel de control remoto evita la manipulación manual. Durante el funcionamiento, pantalla LCD.
- 4. Agitador magnético incorporado para una mezcla completa y sencilla operación.
- Técnico P parámetros

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	DIN EN ISO 8655 - dTrite - 16 stages
Model	dTrite
Cat No.	7017100001
Volume Range	0.01mL~99.99mL, Max piston lift is 10mL, resolution is 10μL
Volume Accuracy	10mL R=0.2% CV=0.07%; 5mL R=0.2% CV=0.1%; 1mL R=1% CV=0.5%
Velocity	16 stages
Operating Temperature Range	15~40°C
Quality Control	DIN EN ISO 8655
Control Type	External control, including the stirrer and the burette program
Power Supply	AC100~240V, 50/60Hz
Package Size(W*D*H)	300*240*220mm
Gross Weight	1.62kg

Aplicaciones

Titulador electrónico dTrite de 0,01 mL ~ 99,99 mL, elevación máxima del pistón: 10 mL, resolución: 10 µL, 10 mL R=0,2% CV=0,07%; 5 mL R=0,2% CV=0,1%; 1 mL R=1% CV=0,5% y 15~40°C: la compra se decide principalmente por rango de volumen: 0,01 mL ~ 99,99 mL, elevación máxima del pistón: 10 mL, resolución: 10 µL y precisión del volumen: 10 mL r=0,2% cv=0,07%; 5 mL r=0,2% cv=0,1%; 1 mL r=1% cv=0,5%.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es rango de volumen: 0,01 mL ~ 99,99 mL, elevación máxima del pistón: 10 mL, resolución: 10 µL.

Adecuado cuando la especificación requerida es precisión del volumen: 10 mL r=0,2% cv=0,07%; 5 mL r=0,2% cv=0,1%; 1 mL r=1% cv=0,5%.

Adecuado cuando la especificación requerida es velocidad: 16 etapas.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de volumen: 0,01 mL ~ 99,99 mL, elevación máxima del pistón: 10 mL, resolución: 10 µL antes de confirmar la compra.

Verifique precisión del volumen: 10 mL r=0,2% cv=0,07%; 5 mL r=0,2% cv=0,1%; 1 mL r=1% cv=0,5% antes de confirmar la compra.

Verifique velocidad: 16 etapas antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de volumen: 0,01 mL ~ 99,99 mL, elevación máxima del pistón: 10 mL, resolución: 10 µL y precisión del volumen: 10 mL r=0,2% cv=0,07%; 5 mL r=0,2% cv=0,1%; 1 mL r=1% cv=0,5% coinciden con el requerimiento técnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)