



Selladora de tubos para bolsas de sangre

Código: B2-01-2000

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The blood bag tube sealer is a compact equipment to seal the blood bags, infusion bags, urine bags by high frequency sealing system. It's widely used in blood-bank, hospital, biological industry, etc.

Características

1. Ceramic-coated metal heat-sealing head for rapid heat sealing.
2. Easy-tear seam at the heat-sealed joint for easy separation.
3. Automatically identifies different pipe thicknesses, facilitating heat sealing of various pipe profiles.
4. Safe and effective splash protection device; easy to disassemble and clean.
5. Different status indicator lights monitor usage status in real time.
6. Built-in measuring tape for easy visual measurement of heat-sealed pipe length.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Transistor de alta frecuencia - Ajuste externo rotativo de cinco velocidades
Tipo de fuente RF	Transistor de alta frecuencia
Regulación de potencia	Ajuste externo rotativo de cinco velocidades
Diámetro de tubo aplicable (mm)	Diámetro exterior de $\varnothing 2 \sim \varnothing 6,2$, $\delta \leq 1$ (espesor de pared)
Tiempo de sellado térmico	0,5~2 s
Método de disparo	Disparo mecánico
Protección contra salpicaduras	Sí
Indicador de funcionamiento	Luz LED
Potencia	≤ 250 W en operación, ≤ 10 W en reposo
Alimentación eléctrica	CA 90~264 V 50/60 Hz
Dimensiones del producto (A×P×H)	165×305×155 mm
Peso neto	5 kg
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	245×365×210 mm
Peso bruto	6,5 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)