



Frasco de cultivo anaerobico

Código: b2-01-29-042

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Material PMMA:** de gran suavidad, resistente a vibraciones e impactos, capaz de soportar altas temperaturas de hasta **80°C**.
- 2. Excelente hermeticidad:** evita eficazmente fallos en el cultivo anaeróbico causados por fugas en el recipiente.
- 3. Cuerpo y tapa totalmente transparentes:** diseño único de ranura en la tapa con juntas de goma (**O-rings**) de alta calidad para asegurar una conexión estanca entre la tapa y el cuerpo, eliminando fugas.
- 4. Sujetadores de acero inoxidable:** se utilizan para fijar y bloquear la tapa del frasco, garantizando una hermeticidad total.
- 5. Interfaz de conexión rápida:** la conexión con el sistema principal se realiza en un solo paso, de forma rápida y cómoda, asegurando la integridad del proceso de cultivo hermético.

Capacidad	Material	Especificaciones aplicables	Configuración estándar
Φ130/h240/2.75L	PMMA	1 pila de 12 placas	Jarra+1 soporte de acero inoxidable

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)