



Analizador automatico de pH

Código: b2-01-29-051

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Equipo automatico para medicion de pH en muestras liquidas de laboratorio.
- Pantalla tactil con ajustes de parametros, reloj en tiempo real y gestion GLP.
- Permite trabajar lotes de hasta 40 soluciones de muestra y automatiza la limpieza del electrodo.
- Bandeja de aleacion de aluminio resistente a corrosion y facil de limpiar.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	STANDARD
Rango de pH	2 - 19.99 pH (± 0.02 pH ATC)
Calibracion	1 a 3 puntos; automatica
Medicion	Automatica
Recarga de agua purificada	Automatica
Recoleccion de aguas residuales	Automatica
Gestion GLP	Configuracion de IDs de muestra
Rango de temperatura	0 - 100.0 °C (± 0.5 °C)
Almacenamiento de datos	2000 lecturas
Exportacion de datos	PC / memoria USB
Voltaje / alimentaci3n	220 V; 50 Hz; 1000 W
Dimensiones del equipo	78.0 × 42.5 × 45.5 cm; 26 kg

Aplicaciones

- Control de pH en extractos de textiles y cuero.
- Rutinas de laboratorio con alto volumen de muestras y registro trazable.
- Procesos que requieran limpieza automatizada del electrodo entre mediciones.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)