



Balanza analitica digital con calibracion interna

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripcion general

- Balanza analitica digital con calibracion interna para pesaje de precision en laboratorio.
- La familia combina configuraciones de 60 g, 100 g, 120 g, 160 g, 200 g, 220 g y 300 g.
- Mantiene plato de 90 mm, altura util de 240 mm y cuerpo compacto para mesones de laboratorio.

Especificaciones técnicas

Tipo de equipo	Balanza analitica digital con calibracion interna
Configuraciones visibles	60 g, 100 g, 120 g, 160 g, 200 g, 220 g y 300 g
Resolucion visible	0.1 mg o 1 mg segun configuracion
Plato de pesaje	90 mm
Dimensiones del equipo	350 x 215 x 340 mm
Dimensiones del embalaje	480 x 375 x 515 mm
Altura util de trabajo	240 mm
Peso neto	6.8 kg

Aplicaciones

- Pesaje analitico y preparacion de muestras en laboratorio.
- Rutinas de control de calidad con necesidad de resolucion fina y calibracion interna.
- Trabajo en laboratorios academicos, de investigacion y ensayo donde importe la estabilidad de lectura.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)