



## Sistema de analisis de biofragmentos

**Código:** b2-01-29-066

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

La serie de sistemas de análisis de biofragmentos incluye cuatro productos:

Edición de investigación básica, apta para cartuchos rápidos

Para sistema de automatización

Edición de investigación básica, no apta para cartuchos rápidos

Edición de dispositivo médico, no apta para cartuchos rápidos

Diseñado para el análisis cuantitativo y cualitativo de muestras de ADN y ARN, este sistema de electroforesis automatizado puede procesar de **1 a 104 muestras de forma simultánea**. El funcionamiento del instrumento es sencillo: no requiere la preparación manual de geles y permite lograr una detección de muestras totalmente automática.

**Principales aplicaciones:** Este sistema es ampliamente utilizado en experimentos como:

- 
- 
- 
- 
- 

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)