



Incubadora de plaquetas sanguíneas (10 L)

Código: b2-01-29-069

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

La incubadora de plaquetas de 20 a 24 °C se utiliza ampliamente en hospitales y laboratorios.

Permite almacenar plaquetas sanguíneas, reactivos biológicos y productos químicos, siendo adecuada para hospitales, bancos de sangre, institutos de investigación y laboratorios universitarios.

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	STANDARD
Método de enfriamiento	Enfriamiento por aire forzado
Refrigerante	R134a
Descongelación	Sin escarcha
Controlador de temperatura	Microprocesador
Sistema de respaldo por fallo de energía	72h
Sensor	NTC
Rango de temperatura	20 - 24°C
Pantalla	Pantalla digital
Temperatura ambiente	10 - 32°C
Ruido (dB)	50
Voltaje / frecuencia (V/Hz)	220V 50hz\60hz
Tamaño de empaque (W*D*H) (mm)	575*690*1450
Potencia (W)	280w
Capacidad máxima	0.58
Corriente (A)	1.27A
Tamaño exterior (W*D*H) (mm)	520*640*1290
Consumo de energía (kWh/24h)	4.4
Tamaño interior (W*D*H) (mm)	432*462*728

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)