



Incubadora de plaquetas sanguíneas 20-24 °C (5 L)

Código: b2-01-29-070

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

La incubadora de plaquetas (20~24°C) se utiliza ampliamente en hospitales y laboratorios. Permite almacenar plaquetas sanguíneas, reactivos biológicos y productos químicos, y es adecuada para hospitales, bancos de sangre, institutos de investigación y laboratorios universitarios.

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	STANDARD
Método de enfriamiento	Enfriamiento por aire forzado
Refrigerante	R134a
Descongelación	Sin escarcha
Controlador de temperatura	Microprocesador
Respaldo por falla de energía	72h
Sensor	NTC
Rango de temperatura	20 - 24°C
Pantalla	Pantalla digital
Temperatura ambiente	10 - 32°C
Ruido (dB)	49
Voltaje / frecuencia (V/Hz)	220V 50Hz / 60Hz
Potencia (W)	197W
Corriente (A)	0.9A
Consumo de energía (kWh/24h)	2.69
Capacidad máxima	5
Tamaño exterior (An*Pr*Al)(mm)	522*600*1035
Tamaño interior (An*Pr*Al)(mm)	427*360*467
Tamaño del paquete (An*Pr*Al)(mm)	572*685*1200

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)