



Centrifuga de sobremesa de baja velocidad 4000 rpm (20 mL x 6)

Código: b2-01-29-094

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Centrífuga

Características

1. Con interruptor de seguridad.
2. El suministro incluye el rotor.
3. Alta velocidad para tiempos de centrifugación cortos.
4. Ocupa poco espacio en la mesa.
5. Manejo simple.
6. Ajuste de velocidad por pasos.
7. Admite distintos tubos de muestra.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-094
Velocidad máxima	4000RPM, ajuste de velocidad por pasos
RCF máxima	1790xg
Temporizador	0-30min
Capacidad del rotor	20ml*6
Voltaje	110V 60Hz /220V 50Hz
Dimensiones	Ø250*220mm
Peso	3.5kg

Aplicaciones

1. Confirme los tubos y el volumen

Compare la cantidad y el volumen de los tubos que centrifuga por ciclo con la capacidad del rotor.

- **Capacidad del rotor:** 20ml*6

2. Revise la fuerza y el tiempo

Verifique que la fuerza centrífuga que pide su protocolo está dentro de la máxima del equipo y que el temporizador cubre la duración del ciclo.

- **RCF máxima:** 1790xg
- **Temporizador:** 0-30min

3. Prevea el espacio

Confirme que la mesa de trabajo tiene espacio para las dimensiones del equipo.

- **Dimensiones:** $\Phi 250 \times 220 \text{mm}$

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)