



Centrifuga de rotor basculante (6000 rpm)

Código: b2-01-29-103

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Centrífuga

Características

1. Carcasa metálica y cámara de acero inoxidable.
2. Motor sin escobillas; pantalla LCD que muestra velocidad, RCF y tiempo.
3. Alarma de sobrevelocidad y de desbalance.
4. Interruptor de seguridad y cerraduras electromagnéticas de la puerta.
5. Indicación de códigos de error.
6. Para análisis cualitativo de suero y plasma sanguíneo en hospitales y laboratorios bioquímicos.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-103
Velocidad máxima	6000RPM
Fuerza centrífuga relativa (RCF) máxima	5200xg
Tiempo	0-99min
Capacidad del rotor	Rotor basculante 100mix4 (estándar)
Alimentación eléctrica	110v/60hz 220V/50HZ
Dimensiones (mm)	410*530*340
Peso	27kg

Aplicaciones

1. Confirme la fuerza centrífuga

Compare la fuerza centrífuga relativa que exige su protocolo con la máxima del equipo.

- **Fuerza centrífuga relativa (RCF) máxima:** 5200xg

Verifique que el rango del temporizador cubre la duración de sus ciclos.

- **Tiempo:** 0-99min

2. Prevea la instalación

Confirme el espacio disponible en el mesón y que soporta el peso del equipo.

- **Dimensiones (mm):** 410*530*340
- **Peso:** 27kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)