



[b2-01-29-126] - Buy

Código: b2-01-29-126

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	STANDARD
Parametro	0°C~ - 50°C · 700 x 760 x 1160mm
Rango de temperatura de la camara de congelacion	0°C~ - 50°C
Rango de temperatura del soporte y abrazadera de cuchilla	0°C~ - 50°C
Tiempo de enfriamiento hasta -50°C	40 min
Rango de temperatura del estante de congelacion rutinaria	0°C~ - 50°C
Temperatura mas baja del estante de congelacion con unidad Peltier	60°C
Tiempo de trabajo de Peltier	15 min
Tamano maximo de muestra	55mm*80mm
Recorrido vertical de la muestra	65mm
Recorrido horizontal de la muestra	22mm
Velocidad de avance grueso	0.9mm / s; 0.45mm / s
Rango de espesor de seccion	1-100µm; 0.5 - 100µm adjustable; 0.5 - 5µm; in 0.5µm increment; 5 - 20µm; in 1µm increment; 20 - 50µm; in 2µm increments; 50 - 100µm; in 5µm increments; Form 20 - 50µm in 5µm - increments; Form 50 - 100µm in 10µm - increments

Especificación	STANDARD
Rango de espesor de recorte	0µm - 600µm; 0µm - 600µm adjustable; 0 - 50µm; in 5µm increments; 50 - 100µm; in 10µm increments; 10 - 600µm; in 50µm increments; Form 100 - 200µm in 20µm - increments; Form 200 - 500µm in 50µm - increments
Rango de retraccion	0 - 60µm adjustable; in 2µm increments
Voltaje y frecuencia	AC220V ± 10% 50Hz (standard)
Potencia	500W
Peso	150kg
Dimensiones	700 x 760 x 1160mm

Aplicaciones

Cryostat. Para una guía de seleccion detallada, revise esta misma pestaña junto con la tabla tecnica.

- Defina el uso principal y el entorno de trabajo.
- Valide dimensiones y requerimientos del equipo.
- Compare alternativas tecnicas antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)