



Textile Scale

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripcion general

Pantalla LCD fácil de leer, tara con un solo toque hasta capacidad total, solución superior, pesaje de lectura rápida, fácil de operar, ampliamente utilizado en aplicaciones industriales de alta precisión, laboratorios y universidades.

Especificaciones técnicas

Modelo-1	b2-01-29-180.210gcs	b2-01-29-180.310gcs	b2-01-29-180.510gcs	b2-01-29-180.1100gcs
Capacidad(g)	210	310	510	1100
Modelo 2	b2-01-29-180.210gs	b2-01-29-180.310gs	b2-01-29-180.510gs	b2-01-29-180.1100gs
Capacidad(g)	210	310	510	1100
Peso cal	200g	200g	200g	500g

Parámetro	Valor
Sensor	Celda de carga (Load Cell)
Resolución(g)	0,01
Peso mínimo (g0)	0,04
Diámetro del Platillo	Ø130mm
Temperatura de operación	5-25°C
Capacidad de repetición	±0,02 g
Delineador	±0,03g
Tamaño del embalaje	310*230*145 mm
Modo unitario	G,oz,Tex,Nm,Ne,D,g/m³,oz/yd²

G. peso	2,5 kg
---------	--------

Aplicaciones

Balanza textil F-2CS. Para una guía de selección detallada, revise esta misma pestaña junto con la tabla técnica.

- Defina el uso principal y el entorno de trabajo.
- Valide dimensiones y requerimientos del equipo.
- Compare alternativas técnicas antes de cotizar.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)