



Camara de electroforesis vertical

Código: b2-01-29-220

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La instalacion de la placa de vidrio toma solo 15 segundos y no requiere perillas, por lo que resulta rapida y conveniente. Con el dispositivo modular para preparacion de gel, es posible preparar multiples geles en laminas al mismo tiempo.

La cubierta de seguridad se abre mediante boton.

El cable no sobresale del area de trabajo.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	254052wells
Tamano de placa de vidrio (W*L)	216*220mm
Tamano del gel (W*L)	186*205mm
Espesor del gel	1.0(mm)
Cantidad de peines	1~2(pieces)
Volumen de muestra	25□40□52wells
Requerimiento de buffer	~3500(ml)
Dimensiones	280*140*250(mm)
Peso	5.6(kg)

Aplicaciones

Vertical Electrophoresis Tank (capacidad 25-52 u, dimensiones 186*205mm). Para una guía de seleccion detallada, revise esta misma pestaña junto con la tabla tecnica.

- Defina el uso principal y el entorno de trabajo.
- Valide dimensiones y requerimientos del equipo.
- Compare alternativas tecnicas antes de cotizar.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)