



FSF Collulose Acetate Membrane Electrophoresis

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de 560ml. Para una guia mas profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de 560ml.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- 560ml: 66×250 mm 82×250 mm
- 1000ml: 70×250 mm×2 90×250 mm×2
- Capacidad: 560 - 1000 L

Especificaciones técnicas

Tamaño del puente (Ancho×Largo)	Volumen de búfer	Dimensión(L×W×H)	Peso neto
1000ml	70×250 mm×2 90×250 mm×2	□1000□ ml □	350×260×65(mm) / 1.6(kg)
560ml	66×250 mm 82×250 mm	□ 560 □ ml □	318×175×65(mm) / 1.0(kg)
Especificación 3	Tamaño del puente (Ancho×Largo) 70×250 mm×2 90×250 mm×2		
Especificación 4	Volumen de búfer □1000□ ml □		
Especificación 5	Dimensión(L×W×H) 350×260×65(mm)		
Especificación 6	Peso neto 1.6(kg)		

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de 560ml. Para una guia mas profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guia de compra . Para una.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)