



[b2-01-29-229] - Buy

Código: b2-01-29-229

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

1. Un abundante tampón no solo garantiza el efecto de enfriamiento, sino que también mantiene estable el valor del pH durante todo el proceso del experimento. 2. Los electrodos desplegados hacen que la reparación y el reemplazo sean fáciles y rápidos. 3. Con el diseño del color de fondo de la muestra en la bandeja, es conveniente agregar la muestra. 4. Diseño de botón abierto de cubierta de seguridad, apertura conveniente de la cubierta. 5. La tapa superior transparente evita eficazmente que el líquido de la celda se volatilice y evita fugas de electricidad. 6. Apagado automático al retirar la tapa.

Especificaciones técnicas

Parametro	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
48*75mm	3,5,9,1	~150ml	250*90*50(mm)	0.4kg

Aplicaciones

Celda de electroforesis horizontal FSF SPAT. Para una guía de selección detallada, revise esta misma pestaña junto con la tabla técnica.

- Defina el uso principal y el entorno de trabajo.
- Valide dimensiones y requerimientos del equipo.
- Compare alternativas técnicas antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)