



Camara de electroforesis horizontal

Código: b2-01-29-234

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El abundante buffer no solo garantiza el efecto de enfriamiento, sino que tambien mantiene estable el valor de pH durante todo el proceso experimental.

Los electrodos desplegables facilitan la reparacion y el reemplazo.

La bandeja de gel con fluorescence libera directamente luz UV a traves de la rueda de transferencia.

Las tiras negras de alto contraste facilitan la carga de muestras.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[b2 - 01 - 29 - 234] Camara de electroforesis horizontal
Tamano del gel (W*L)	200*200mm; 200*150mm; 200*100mm
Volumen de muestra	17; 22; 36; 44
Volumen de buffer	~1800ml
Dimensiones	390*230*93(mm)
Peso	3.3kg

Aplicaciones

FSF SPGT Horizontal Electrophoresis Cell. Para una guia de seleccion detallada, revise esta misma pestaña junto con la tabla tecnica.

- Defina el uso principal y el entorno de trabajo.
- Valide dimensiones y requerimientos del equipo.
- Compare alternativas tecnicas antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)