




Camara de electroforesis horizontal

Código: b2-01-29-235

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El abundante buffer no solo garantiza el efecto de enfriamiento, sino que tambien mantiene estable el valor de pH durante todo el proceso experimental.

Los electrodos desplegables facilitan la reparacion y el reemplazo.

Las tiras negras de alto contraste facilitan la carga de muestras.

Especificaciones técnicas

Especificación	[b2 - 01 - 29 - 235] Camara de electroforesis horizontal
Tamano del gel (W*L)	130*130mm; 78*100mm; 48*75mm
Volumen de muestra	3; 5; 10; 15; 13; 26
Volumen de buffer	~600ml
Dimensiones	305*152*80(mm)
Peso	1.7(kg)

Aplicaciones

Horizontal Electrophoresis (capacidad 3.5-13.26 u). Para una guia de seleccion detallada, revise esta misma pestaña junto con la tabla tecnica.

- Defina el uso principal y el entorno de trabajo.
- Valide dimensiones y requerimientos del equipo.
- Compare alternativas tecnicas antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)