



Tank Transfer System

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guía técnica basada en datos observados de opt2. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guía técnica basada en datos observados de opt2.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Opt2: 100×100 mm
- Opt1: 140×140 mm
- 750ml: 100×100 mm

Especificaciones técnicas

Opción	Área de transferencia (An×L)	Volumen de búfer	Dimensiones (L×An×Al)	Peso neto
4000 ml	175 × 175 mm	~4000 ml	205 × 170 × 240 mm	2.3 kg
Opt1	140 × 140 mm	—	185 × 175 × 40 mm	1.4 kg
750 ml	100 × 100 mm	~750 ml	150 × 120 × 115 mm	0.8 kg
Opt2	100 × 100 mm	—	139 × 55 × 105 mm	0.4 kg
1800 ml	216 × 110 mm	~1800 ml	290 × 170 × 155 mm	1.7 kg

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guía técnica basada en datos observados de opt2. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra . Para una.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)