



Esterilizador infrarrojo

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de temperatura máx. dentro del orificio de calentamiento. Para una guia mas profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de temperatura máx. dentro del orificio de calentamiento.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Temperatura máx. dentro del orificio de calentamiento: 50 - 825 C
- Temperatura de calentamiento: 400 - 850 C
- Longitud de la zona de calentamiento: 150mm

Especificaciones técnicas

	Variante 1	Variante 2
Potencia	150W	240W
Temperatura máx. dentro del orificio de calentamiento	825°C±50°C	
Temperatura de calentamiento	Dos temperaturas disponibles 400°C/850°C	
Diámetro máx. de productos del esterilizador	φ14mm	φ35mm
Longitud de la zona de calentamiento	150mm	100mm
Tiempo de calentamiento	10min	

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de temperatura máx. dentro del orificio de calentamiento. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones -.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)