



## Balanza analítica con calibración interna

**Código:** N/D

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Descripción general

Guía técnica basada en datos observados de ~26.2 L ·. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guía técnica basada en datos observados de ~26.2 L ·.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

### Características técnicas clave

- ~26.2 L ·: 100 - 500 g
- Capacidad (g): 100 - 500 g
- Temperatura de operación: 5 - 35 C

### Especificaciones técnicas

|                                   | ~26.2 L · 100g       | 200g | 300g | 400g | 500g |
|-----------------------------------|----------------------|------|------|------|------|
| Capacidad (g)                     | 100g                 | 200g | 300g | 400g | 500g |
| Resolución(g)                     | 0.001g               |      |      |      |      |
| Temperatura de operación          | 5°C-35°C             |      |      |      |      |
| Repetibilidad/Desv. Est.          | ±3d                  |      |      |      |      |
| Linealidad                        | ±3d                  |      |      |      |      |
| Tiempo de Pesaje                  | ≤ 4s                 |      |      |      |      |
| Deriva de Sensibilidad            | ±3d                  |      |      |      |      |
| Esquina                           | ±3d                  |      |      |      |      |
| Modo de Pesaje                    | g, oz, ct...         |      |      |      |      |
| Tamaño de la bandeja              | Ø80mm                |      |      |      |      |
| Nombre de la clave                | OFF,PRINT,→0←,CAL,ON |      |      |      |      |
| ~26.2 L · Dimensión del Anfitrión | 365X205X350mm        |      |      |      |      |

|                                   | ~26.2 L · 100g                                  | 200g | 300g | 400g | 500g |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ~6.5 L · Dimensiones de operación | 165X170X230mm                                   |      |      |      |      |
| ~50.9 L · Tamaño del embalaje     | Inside:415×285×430mm<br>Outside:475×315×485mm   |      |      |      |      |
| Pantalla                          | LCD                                             |      |      |      |      |
| Interfaz                          | RS232/RJ45/USB...                               |      |      |      |      |
| Calibración interna               | Calibración automática por disparador de tiempo |      |      |      |      |
| Expansión de función              | Bajo pesaje / Pantalla Remota...                |      |      |      |      |
| Especificación 19                 | .100g 0.001g                                    |      |      |      |      |

## Aplicaciones

### Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de ~26.2 l . Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra ..

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)