



Gato de laboratorio

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guía técnica basada en datos observados de ~5.6 L · 150x150x250mm. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guía técnica basada en datos observados de ~5.6 L · 150x150x250mm.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- ~5.6 L · 150x150x250mm: 5.6 L
- ~11.2 L · 200x200x280mm: 11.2 L
- ~1.8 L · 100x100x180mm: 100*100*180mm

Nombre original EN (completo): Lab Jacks

Especificaciones técnicas

	Lab Jacks (S.S.)	Lab Jacks (AL.)	Gatos de laboratorio (RECUBIERTOS DE PLÁSTICO)
~1.8 L · 100x100x180mm	100*100*180mm	100*100*180mm	.150x150x250mm
~5.6 L · 150x150x250mm	.150x150x250mm	.200x200x280mm	
~11.2 L · 200x200x280mm	.200x200x280mm		
~20.6 L · 250x250x330mm			
~35.1 L · 300x300x390mm			

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de ~5.6 l · 150x150x250mm. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)