



Mini centrifuga (5000 rpm)

Código: b2-01-29-352

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Mini centrífuga

Características

1. Para microfiltración y centrifugado breve de muestras (spin-down).
2. Función doble de inicio y parada.
3. Velocidad fija de 5000rpm.
4. Compatible con rotores de 2mLx8 y PCR8x2.
5. Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 45 dB.
6. Cambio de rotor sin herramientas.
7. Acelera y frena en segundos.
8. Disponible en dos colores: verde y azul.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-352
Velocidad máxima	5000rpm
FCR máxima	1360xg
Capacidad del rotor	0.2/0.5/1.5/2.0mLx8; 0.2mLx16 tiras PCR o 0.2mLx2 tiras PCR de 8
Tiempo de funcionamiento	Operación continua
Motor de accionamiento	Motor de corriente continua
Alimentación eléctrica	AC 110-240V/50Hz/60Hz 20W
Nivel de ruido	≤ 45 dB
Dimensiones [PrxAnxAI]	160x170x122mm
Peso	0.5kg

Aplicaciones

1. Confirme la velocidad y la fuerza centrífuga

Compare la velocidad y la fuerza centrífuga que exige su protocolo con las del equipo, que trabaja a velocidad fija.

- **Velocidad máxima:** 5000rpm

- **FCR máxima:** 1360×g

2. Prevea la instalación

Confirme el espacio en el mesón y el nivel de ruido aceptable en su laboratorio.

- **Dimensiones [Pr×An×Al]:** 160x170x122mm
- **Nivel de ruido:** ≤45dB

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)