



Balanza analitica (200 g, 0.01 g)

Código: b2-01-29-391

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza analítica

Características

1. Unidades: g, oz, ct, lb
2. Más funciones: conteo, memoria del último valor, %, tara en todo el rango, protección contra sobrecarga, seguimiento de cero, indicador de batería baja
3. Accesorios incluidos: manual en inglés, adaptador, pesa de calibración.
4. Velocidad: 2 s

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-391
Capacidad máxima	200g
Unidad mínima de pesaje	0.01g
Repetibilidad	0.01g
Linealidad	±0.02g
Deriva de sensibilidad	± 20ppm/°C (10°C~30°C/50°F~86°F)
Pantalla	LCD de 7 segmentos con retroiluminación (altura de caracteres 16mm)
Actualización de pantalla	10 veces/segundo
Tamaño del plato (An) x (Pr)	Ø110mm/4.3 pulgadas
Accesorios estándar	Manual, adaptador de CA

Aplicaciones

1. Confirme la capacidad y la lectura

Compare el peso máximo de sus muestras con la capacidad del equipo y la menor lectura que necesita con la unidad mínima de pesaje.

- **Capacidad máxima:** 200g
- **Unidad mínima de pesaje:** 0.01g

2. Revise la repetibilidad



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Verifique que la repetibilidad y la linealidad del equipo cumplen la tolerancia de su método.

- **Repetibilidad:** 0.01g
- **Linealidad:** $\pm 0.02g$

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)