

Real-Time PCR System

Código: b2-01-29-399

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Fuente tecnica sin tabla cuantificable para esta plantilla.

Revise la tabla tecnica para validar volumen, temperatura, voltaje y dimensiones por variante.

Este contenido se enfoca en validar cumplimiento tecnico del unico segun su proceso y condiciones de instalacion.

Nombre original EN (completo): Real-Time PCR System

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Model QPCR Brand
Model	QPCR
Especificación 2	Defina volumen; temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.
Especificación 3	[B2 - 01 - 29 - 399] Real - Time PCR system
Especificación 4	Model QPCR Brand
Especificación 5	Fuente tecnica sin parametros cuantificables para esta plantilla.
Especificación 6	Descripción general Fuente tecnica sin tabla cuantificable para esta plantilla.

Aplicaciones

Sistema de PCR en tiempo real. Para una guía de seleccion detallada, revise esta misma pestaña junto con la tabla tecnica.

- Defina el uso principal y el entorno de trabajo.
- Valide dimensiones y requerimientos del equipo.
- Compare alternativas tecnicas antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)