



Base del soporte de la autoclave

Código: N/D
Marca: Belltronic
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de 250x150mm. Para una guia mas profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de 250x150mm.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- 250x150mm: 230*130mm
- 175x100mm: middle
- Dimensiones: 175x100mm

Nombre original EN (completo): Retort Stand Base

Especificaciones técnicas

	Retort Stand Base	Retort Stand Base □ Metal Sheet	Retort Stand Base (S.S.)	Retort Stand Base (Marble)	Retort Stand Base (Porcelan)	Retort Stand Base (class)	Tripod Retort Stand Base
175x100mm	middle	175*100mm	230*130mm	Natural marble	White Porcelain	Vidrio de 10mm	85mm
250x150mm	230*130mm	250*150mm				110mm	
	250*150mm	300*150mm				135mm	
	300*150mm					175mm	

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de 250x150mm. Para una guia mas profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guia de compra . Para una.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)