



Micrótopo rotatorio, sección máxima 60 x 30 mm

Código: b2-01-29-403

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Micrótopo rotatorio

Características

1. Equipo mejorado sobre la base del modelo anterior; usa guía cruzada de rodillos. Fabricado en acero aleado de alta resistencia. Corta tejido blando y se usa en particular para cortar tejido duro, como plástico, fibra, hueso, plantas y cabello. Micrótopo para instituciones de investigación, laboratorios y patología médica.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-403
Rango de espesor de corte	1-30µm
Valor mínimo de ajuste	1µm
Error de precisión	±5%
Tamaño máximo de corte	60×30mm

Aplicaciones

1. Confirme el espesor de corte

Compare el espesor de corte que exige su técnica con el rango del equipo y con su paso mínimo de ajuste.

- **Rango de espesor de corte:** 1-30µm
- **Valor mínimo de ajuste:** 1µm
- **Error de precisión:** ±5%

2. Revise el tamaño de sus muestras

Verifique que el bloque más grande que cortará cabe en el tamaño máximo de corte.

- **Tamaño máximo de corte:** 60×30mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)