



Esterilizador de vapor de mesa (24 L)

Código: b2-01-29-453

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Esterilizador de vapor de mesa

Características

1. Ciclo de esterilización: esterilización automática controlada por computador.
2. Temperatura máxima: 134°C, apta para esterilización flash de 4-6 minutos.
3. Protección por falta de agua.
4. Dispositivo de protección automática contra sobret temperatura y sobrepresión.
5. Al terminar la esterilización, corta la alimentación en forma automática y emite una alarma.
6. Estructura completa de acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-453
Capacidad	24L(Φ270*410)mm
Temperatura máxima de trabajo	134°C
Presión máxima de trabajo	0.22Mpa
Rango de temperatura	105°C-134°C
Temporizador	0-60 min
Uniformidad de temperatura	≤±1°C
Potencia y alimentación	1.5KW/AC 220V.50HZ
Dimensiones exteriores	560*350*500mm
Dimensiones de embalaje	620*410*570mm

Aplicaciones

1. Confirme la capacidad de la cámara

Verifique que el material que esteriliza por ciclo cabe en la cámara del equipo.

- **Capacidad:** 24L(Φ270*410)mm

2. Revise el ciclo de esterilización

Compare la temperatura que exige su protocolo de esterilización con el rango de temperatura del equipo.

- **Rango de temperatura:** 105°C-134°C

3. Prevea la instalación

Confirme el espacio en el mesón para las dimensiones exteriores del equipo.

- **Dimensiones exteriores:** 560*350*500mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)