



Esterilizadores de vapor de sobremesa con sistema de vacío pulsado

Código: B2-01-29-455.01 / B2-01-29-455.02 / B2-01-29-455.03 / B2-01-29-455.04

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de ~18.0 l · capacidad. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de ~18.0 l · capacidad.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- ~18.0 L · Capacidad: 18 - 50 L
- ~18.0 L · : 18 - 50 L
- G.W/ N .W: 47 - 106 kg

Nombre original EN (completo): Table Type Steam Sterilizers with pulse-vacuum system

Especificaciones técnicas

	18L	24L	35L	50L
Capacidad	18L	24L	35L	50L
Temperatura máxima de trabajo	134°C ± 1°C			
Presión máxima de trabajo	0.22Mpa			
Rango de temperatura	105-134°C			
Ajustar rango de temporizador	0-99 mins			
Ajustar rango de temporizador de secado	0-99 mins			
Límite de vacío	0.08Mpa			
Promedio de calor	≤±1°C			
Potencia	2.7KW/AC220V 50HZ			
Tamaño exterior	560*470*400mm	675*470*400mm	730*550*510mm	770*600*540mm

	18L	24L	35L	50L
Tamaño del embalaje	660*560*495mm	765*560*495mm	810*680*650mm	880*730*700mm
G.W/ N .W	52/47kg	58/53kg	115/93kg	130/106kg
Especificación 13	.18L 134°C ± 1°C			

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de ~18.0 l · capacidad. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)