



Vertical Mini Protean Electrophoresis Cell FSF-Mini-P4

Código: b2-01-29-491

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Con dos moldes de gel, se pueden moldear de 1 a 4 placas de gel al mismo tiempo.
- La instalación de la placa de vidrio se realiza en tan solo 15 segundos y no requiere perilla, lo que la hace rápida y conveniente.
- Al mantener el molde del gel en su posición original, no es necesario mover los vasos entre la preparación del gel y la electroforesis. Resulta más cómodo observar la preparación del gel a través de ambos lados de los vasos.
- Gracias al color de fondo, resulta fácil observar la carga de la muestra y el proceso de electroforesis.
- Con una tira protectora en el electrodo positivo, se puede evitar la formación de burbujas y también proteger la seda de platino de posibles daños.
- Una solución tampón abundante no solo garantiza efectos de enfriamiento, sino que también mantiene estable el valor de pH durante todo el proceso experimental.
- Apagado automático al retirar la tapa.

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	11~60 - □1200ml - 2.5□kg□
Tamaño de la placa de vidrio (ancho × largo)	101 × 82 mm
Tamaño del gel (ancho × largo)	81×73 mm
Grosor del gel	1.0mm
Cantidad de gel	1□4□pieces□
Volumen de muestra	11~60
Volumen del tampón	□1200ml
Dimensiones	175×175×100mm
Peso	2.5□kg□

Aplicaciones

Vertical Mini Protean Electrophoresis Cell. Para una guía de selección detallada, revise esta misma pestaña junto con la tabla técnica.

- Defina el uso principal y el entorno de trabajo.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Valide dimensiones y requerimientos del equipo.
- Compare alternativas técnicas antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)