



Vertical Steam Sterilizer

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle Características

Material de la cámara de esterilización: Acero inoxidable de alta calidad.

Tiempo de fusión: 1-999 minutos; **tiempo de mantenimiento:** 1-999 minutos.

Temperatura de fusión: 60-100 °C; **temperatura de mantenimiento:** 45-60 °C.

Sistema de almacenamiento de memoria: Capaz de memorizar y almacenar los parámetros operativos del ciclo de esterilización.

Modo de escape multietapa: Después de la esterilización, la válvula de escape puede liberar vapor a la velocidad multietapa establecida, lo que acorta el tiempo total del proceso, mejora la eficiencia y supera a los modos tradicionales (como escape total o sin escape).

Interfaz de inspección: Proporciona interfaces de calibración de temperatura y presión para facilitar el ajuste; compatible con adaptadores de verificación 3Q.

Modos de esterilización: Equipado con 3 o más modos, incluyendo esterilización para líquidos, sólidos, etc.

Dispositivo de enclavamiento de seguridad autoinductivo.

Sistema de control: Adopta un nuevo tipo de sistema de microcomputadora inteligente con control totalmente automático del proceso de esterilización.

Funciones de protección automática: Protección contra exceso de temperatura, protección contra sobrepresión, protección por bajo nivel de agua y protección contra calentamiento en seco.

Impresora incorporada.

Sistema de circulación interna de vapor: Sin emisión de vapor al exterior, garantizando un ambiente limpio y seco.

Opción: Entrada de agua automática.

Características técnicas clave

- ~75.0 L · Volumen: 75 - 100 L
- Peso Bruto/Neto: 114 - 129 kg
- 75L: 75 - 100 L

Especificaciones técnicas

	75L	100L
~75.0 L · Volumen	75L	100L
Potencia	4.5kW	4.5kW
Voltaje	AC110V/60HZ or AC220V/50HZ	
Presión de Diseño	-0.1-0.25MPa	
Temperatura de diseño	139°C	
Presión de trabajo nominal	0.22MPa	
Temperatura de trabajo nominal	116-134°C	
Rango de temperatura de esterilización	106°C-134°C	
Rango de ajuste de tiempo de esterilización	1-9999min	
Rango de ajuste de tiempo de secado	0-240min	
Tamaño de la cámara (mm)	Φ400x585	Φ450x615
Dimensión del balde(mm)	Φ375x265x2	Φ425x275x2
Dimensión de la cesta(mm)(Opción)	Φ370x250x2	Φ420x265x2
Dimensión exterior (mm)	540x716x1165	575x748x1255
Tamaño del embalaje (LxAnxAl)(mm)	790x610x1310	820x650x1380
Peso Bruto/Neto	145/114kg	161/129kg

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de ~75.0 l · volumen. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)