



Matraz de fondo plano, 250 ml, vidrio boro 3.3, clase A certificado

Código: MatFonPla250B3.3AC

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz de fondo plano. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Matraz de fondo plano, 250 ml, vidrio boro 3.3, clase A certificado.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Matraz de fondo plano

Referencia de nombre: Matraz de fondo plano, 250 ml, vidrio boro 3.3, clase A certificado

Dato del nombre: 250 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)