



Patron de viscosidad de silicona rotacional RT, 600 ml

Código: N/D

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Guia rapida de seleccion

Seleccione la variante segun el punto de viscosidad nominal requerido a 25 C para su verificacion o calibracion.

- Rango bajo: 5 a 100 cP.
- Rango medio: 250 a 5.000 cP.
- Rango alto: 10.000 a 100.000 cP.
- Todas las variantes se suministran en envase listo para uso de 600 mL. Con Certificado de Calibración
- Material: Silicona. Para viscosímetros: L, R y H

Especificaciones técnicas

Serie RT - Patrones de viscosidad rotacional de silicona (600 mL)

SKU	Tipo RT	mPa.s (cP) a 20 C	mPa.s (cP) a 25 C	Presentacion
V12Z10	RT5	5.533	5.062	600 mL
V12Z14	RT10	11.03	10.04	600 mL
V12Z18	RT50	55.61	50.49	600 mL
V12Z20	RT75	84.55	77.03	600 mL
V12Z22	RT100	111.7	100.7	600 mL
V12Z23	RT250	277.4	251.5	600 mL
V12Z24	RT350	395.0	357.0	600 mL
V12Z26	RT500	555.2	502.6	600 mL
V12Z30	RT1000	1110	1001	600 mL
V12Z34	RT5000	5523	4984	600 mL
V12Z36	RT10000	11142	10040	600 mL
V12Z38	RT12500	13718	12371	600 mL
V12Z42	RT30000	33116	30022	600 mL
V12Z46	RT60000	67075	60445	600 mL
V12Z50	RT100000	111096	100165	600 mL

Fuente: Rotational Viscosity Standards (FGB / Fungilab).



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Aplicaciones y uso

- Verificación y calibración de viscosímetros rotacionales.
- Controles de calidad en laboratorios de análisis reológico.
- Estándares de referencia para rutinas de comparación interlaboratorio.
- Uso en equipos con control térmico mínimo, según ficha del fabricante.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)