

## Digimatic Point Load Tester Apparatus

**Código:** B-01-200-0011

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Digimatic Point Load Tester Apparatus B-01-67-0454 para laboratorio de ingeniería civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas técnicas del proveedor.

- **Max. Capacity:** 50 kN x 0.001 kN Sensitivity
- **Max. Specimen Test:** 90 mm Dia.
- **Battery:** 3000 mAh, rechargeable
- **Result Storage:** 50 Test Results
- **Accuracy & Repeatability:**  $\leq 1.0$  % F.S
- **Product Dimension:** 450(Length) x 350(Width) x 800(Height) mm
- **Packing Dimension:** 500(Length) x 420(Width) x 860(Height) mm
- **Approx. Weight:** 34 kg

### Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

| Especificación           | [B - 01 - 200 - 0011] Digimatic Point Load Tester Apparatus |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Max. Capacity            | 50 kN x 0.001 kN Sensitivity                                |
| Max. Specimen Test       | 90 mm Dia.                                                  |
| Battery                  | 3000 mAh; rechargeable                                      |
| Result Storage           | 50 Test Results                                             |
| Accuracy & Repeatability | $\leq 1.0$ % F.S                                            |
| Product Dimension        | 450(Length) x 350(Width) x 800(Height) mm                   |
| Packing Dimension        | 500(Length) x 420(Width) x 860(Height) mm                   |
| Approx. Weight           | 34 kg                                                       |
| Packing Weight           | 47 kg                                                       |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)