

Rapid Moisture Tester Calibration Kit

Código: B-01-200-0025

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Rapid Moisture Tester Calibration Kit B-01-67-0468 para laboratorio de ingeniería civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas técnicas del proveedor.

- **Max. Pressure:** 10 Bar
- **Approx. Weight:** 9kg

Especificaciones técnicas

Parameter	Value
Max. Pressure	10 Bar
Approx. Weight	9kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)