

Large Sample Splitter

Código: B-01-200-0026

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Large Sample Splitter para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Dimension (mm):** 460 (L) x 723 (W) x 958 (H)
- **Approx. Weight:** 60 kg

Especificaciones técnicas

Parameter	Value
Dimension (mm)	460 (L) x 723 (W) x 958 (H)
Approx. Weight	60 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)