

Large Sample Splitter

Código: B-01-200-0027

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Large Sample Splitter para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Dimension (mm):** 545 (L) x 370 (W) x 620 (H)
- **Approx. Weight:** 183 kg

Especificaciones técnicas

Parameter	Value
Dimension (mm)	545 (L) x 370 (W) x 620 (H)
Approx. Weight	183 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)