

Void Content Apparatus Coarse Aggregate

Código: B-01-200-0036

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Void Content Apparatus Coarse Aggregate B-01-67-0478 para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Dimension (mm):** 180 (L) x 210 (W) x 595 (H)
- **Approx. Weight:** 12 kg

Especificaciones técnicas

Parameter	Value
Dimension (mm)	180 (L) x 210 (W) x 595 (H)
Approx. Weight	12 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)