

Rock Shear Box Apparatus

Código: B-01-200-0039

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Rock Shear Box Apparatus para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Maximum Capacity:** 50 x 0.01 kN
- **Dimension (Shear Box Unit) (mm):** 790 (L) x 300 (W) x 600 (H), 68 kg
- **Dimension (Control Kit) (mm):** 440 (L) x 450 (W) x 350 (H), 25 kg
- **Packing Dimension (mm):** 800 (L) x 800 (W) x 750 (H)
- **Approx. Weight (Complete Set):** 133 kg

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 200 - 0039] Rock Shear Box Apparatus
Maximum Capacity	50 x 0.01 kN
Dimension (Shear Box Unit) (mm)	790 (L) x 300 (W) x 600 (H); 68 kg
Dimension (Control Kit) (mm)	440 (L) x 450 (W) x 350 (H); 25 kg
Packing Dimension (mm)	800 (L) x 800 (W) x 750 (H)
Approx. Weight (Complete Set)	133 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)