

Flakiness Elongation Stainless Steel

Código: B-01-200-0041

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Flakiness Elongation Stainless Steel B-01-67-0483 para laboratorio de ingeniería civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas técnicas del proveedor.

- Built for routine laboratory testing workflows.

Especificaciones técnicas

Technical table not available on the supplier page.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)