

## Filteration Apparatus

**Código:** B-01-200-0062

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Filteration Apparatus para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Approx. weight:** 1.6 kg
- **Dimensions:** 135 (L) x 190 (W) x 755 (H) mm

## Especificaciones técnicas

| Parameter      | Value                          |
|----------------|--------------------------------|
| Approx. weight | 1.6 kg                         |
| Dimensions     | 135 (L) x 190 (W) x 755 (H) mm |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)