

Digital Solvent Recovery Still Apparatus

Código: B-01-200-0077

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Digital Solvent Recovery Still Apparatus B-01-67-0518 para laboratorio de ingeniería civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas técnicas del proveedor.

- **Recycling Capacity:** 10 L / H
- **Temperature Control Range:** 50 - 200°C
- **Heating Power:** 1000 Watt x 2 nos
- **Product Dimension (mm):** 780 (L) x 452 (W) x 1280 (H)
- **Packing Dimension (mm):** 880 (L) x 552 (W) x 1380 (H)
- **Approx. Product Weight:** 46 kg
- **Approx. Packing Weight:** 50 kg
- **Power:** 220 - 240 V, 1 ph, 50 / 60 Hz

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	10 L / H - 1000 Watt x 2 nos
Recycling Capacity	10 L / H
Temperature Control Range	50 - 200°C
Heating Power	1000 Watt x 2 nos
Product Dimension (mm)	780 (L) x 452 (W) x 1280 (H)
Packing Dimension (mm)	880 (L) x 552 (W) x 1380 (H)
Approx. Product Weight	46 kg
Approx. Packing Weight	50 kg
Power	220 - 240 V; 1 ph; 50 / 60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)