

Eco Smartz Centrifuge Extractor Apparatus 3000G 1500G

Código: B-01-200-0080

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Eco Smartz Centrifuge Extractor Apparatus 3000G 1500G B-01-67-0521 para laboratorio de ingeniería civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas técnicas del proveedor.

- Built for routine laboratory testing workflows.

Especificaciones técnicas

Technical table not available on the supplier page.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)