

Penetrometer Cooling Bath

Código: B-01-200-0088

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Penetrometer Cooling Bath para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Circulation Flow Rate:** $\geq 1.2L / min$
- **Set Temperature:** 25°C (Can be set in the range of 15° - 25° C)
- **Power:** 220 - 240 V, 50 / 60 Hz, 1pH
- **Approx. Packing:** 420 (L) x 320 (W) x 300 (H) mm
- **Weight:** 6.4 kg

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 200 - 0088] Penetrometer Cooling Bath
Circulation Flow Rate	$\geq 1.2L / min$
Set Temperature	25°C (Can be set in the range of 15° - 25° C)
Power	220 - 240 V; 50 / 60 Hz; 1pH
Approx. Packing	420 (L) x 320 (W) x 300 (H) mm
Weight	6.4 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)