

Lab Centrifuge

Código: B-01-200-0093

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Lab Centrifuge para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Maximum Speed:** 6000 rpm
- **Max. Capacity:** 5200 g
- **Timing Range:** 0 - 99 min
- **Power Supply:** AC 220 - 240 V $\pm$ 10% 50 Hz 8 A
- **Approx. Weight:** 20 kg
- **Motor Power:** 480 W
- **Test Tube Capacity:** 50ml x 6nos
- **Dimensions:** 340(L) x 400(W) x 270(H) mm

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 200 - 0093] Lab Centrifuge
Maximum Speed	6000 rpm
Max. Capacity	5200 g
Timing Range	0 - 99 min
Power Supply	AC 220 - 240 V $\pm$ 10% 50 Hz 8 A
Approx. Weight	20 kg
Motor Power	480 W
Test Tube Capacity	50ml x 6nos
Dimensions	340(L) x 400(W) x 270(H) mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)