

Cement Curing Cabinet

Código: B-01-200-0095

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Cement Curing Cabinet para laboratorio de ingeniería civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas técnicas del proveedor.

- **Specimens Quantity:** 40 Groups (240 pcs)
- **Temperature Control:** 20 $\pm$ 0.5°C
- **Temperature Resolution:** 0.1 °C
- **Refrigeration Power:** 0.14 KW
- **Heating Power:** 0.4 KW
- **Working Space:** 1440(L) x 645(W) x 305(D) mm
- **Product Dimension:** 2045(L) x 850(W) x 695(H) mm
- **Packing Dimension:** 2160(L) x 990(W) x 900(H) mm

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 200 - 0095] Cement Curing Cabinet
Specimens Quantity	40 Groups (240 pcs)
Temperature Control	20 $\pm$ 0.5°C
Temperature Resolution	0.1 °C
Refrigeration Power	0.14 KW
Heating Power	0.4 KW
Working Space	1440(L) x 645(W) x 305(D) mm
Product Dimension	2045(L) x 850(W) x 695(H) mm
Packing Dimension	2160(L) x 990(W) x 900(H) mm
Approx. Weight	160 kg
Packing Weight	225 kg
Voltage	220–240 V; 0.42 kW; 1 Ph; 50 / 60 Hz; 2.5 A

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)