

Water Flow Sieves Apparatus

Código: B-01-200-0103

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Water Flow Sieves Apparatus B-01-67-0544 para laboratorio de ingeniería civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas técnicas del proveedor.

- **Approx. Weight:** 3 kg

Especificaciones técnicas

Parameter	Value
Approx. Weight	3 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)