

Tapered Cylinder Mould

Código: B-01-200-0105

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tapered Cylinder Mould para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Mould Dimension (mm):** ID 76 dia. X 152 (H) Mild Steel Cylinder Mould
- **Overall Dimension (mm):** 130 (L) x 130 (W) x 162 (H)
- **Approx. Weight:** 3.8 kg

Especificaciones técnicas

Parameter	Value
Mould Dimension (mm)	ID 76 dia. X 152 (H) Mild Steel Cylinder Mould
Overall Dimension (mm)	130 (L) x 130 (W) x 162 (H)
Approx. Weight	3.8 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)