

## Baroid Mud Balance

**Código:** B-01-200-0108

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Baroid Mud Balance para laboratorio de ingenieria civil.

Contenido estructurado en formato Aurora a partir de tablas tecnicas del proveedor.

- **Measuring Range:** 0.96 - 2.5 g/cm<sup>3</sup> (8.0 - 21 lb/gal)
- **Product Dimension (mm):** 480 (L) x 100 (W) x 120 (H)
- **Carry Case Dimension (mm):** 510 (L) x 150 (W) x 90 (H)
- **Approx. Weight:** 1.2 kg

## Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

| Especificación            | [B - 01 - 200 - 0108] Baroid Mud Balance           |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Measuring Range           | 0.96 - 2.5 g / cm <sup>3</sup> (8.0 - 21 lb / gal) |
| Product Dimension (mm)    | 480 (L) x 100 (W) x 120 (H)                        |
| Carry Case Dimension (mm) | 510 (L) x 150 (W) x 90 (H)                         |
| Approx. Weight            | 1.2 kg                                             |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)